

# 국문규격서

모델명	관세분류번호 (HS-code)	정부물품분류번호 (8자리)	품명	단위	수량
FH-180	9403.20.9000	41103502	흡후드 (실험실연기후드 및 찬장)	EA	1



## I. 용도

실험 중에 발생하는 유독가스나 분진으로부터 실험자를 보호하고 실내오염을 방지하기 위해 오염된 공기를 외부로 배출하는 기기이다.

## II. 특징

- . 상단 및 하단의 분리가 가능하며 작업자의 허리높이를 고려한 디자인이다.
- . 조리수밸브를 이용하여 물공급조절이 가능하다.
- . 110V, 220V 콘센트 단자가 기기에 부착되어 있어 외부기기 사용에 편리한다.
- . 다양한 유틸리티 밸브가 있다.
- . 실험자의 보호를 위해 강화유리를 사용하였다.

### Ⅲ. 사양

Spec. / Model		FH-180
Material	Internal	Stainless steel #304
	External	Steel, Powder coating
	Work top	Ceramite board
	Windows	Tempered safety glass 5t
Wok area(W x D, mm)		1630x650
Dimension(W x D x H, mm)		1800x800x2300
Face Velocity		0.25~0.5 m/sec
Illumination		LED Lamp
Utility Device		Air, N2, Water cock & 110/220V receptacle
Electric Requirements		220VAC 50/60Hz
Weight(Kg)		370

### Ⅳ. 기타조건

Warranty 12개월