


국문규격서

모델명	관세분류번호 (HS-code)	정부물품분류번호 (8자리)	품명	단위	수량
HWS-FA30	8419.40.0000	41104202	자동증류수기 (탈이온또는탈염장비)	EA	1



I. 용도

실험실용 기구세척이나 초순수제조장치의 공급수로 사용되는 증류수를 제조기하는 기기이며 1차 증류수를 생산, 저장하는 할 수 있다.

II. 특징

- 1차 증류수를 생산, 저장하는 제품으로 미려한 외형과 Jumbo type의 저장탱크를 채택, 사용자의 편리성을 도모하였다.
- 사용자가 별다른 조작이 없이 기기의 동작 유무를 확인할 수 있는 만수 및 증류 램프가 있다.
- 과열 방지 센서가 내장되어 안전하게 사용할 수 있다.

Ⅲ. 사양

Model		HWS-FA30
Capacity		4ℓ / hour
Dimensions	Boiling Water Tank (W x D x H, mm)	200 x 200 x 300
	Reservoir Water Tank (W x D x H, mm)	275 x 275 x 400
	Out (W x D x H, mm)	680 x 375 x 600
Reservoir		Approx. 12ℓ
Material	Internal	Stainless Steel Boiling Chamber
		Stainless Steel(#304) Storage Tank
	External	Steel, Powder coating
Safety Device		Over Temp Limiter
		Water Float Level Sensor
Operation		Fully Automatic Operation
Signal Lamp		Distillation, Filled with water Lamp
Heater		3.0 kW
Electric Supply		220V, 50/60 Hz

Ⅳ. 기타조건

Warranty 12개월