

# 국문규격서

모델명	관세분류번호 (HS-code)	정부물품분류번호 (8자리)	품명	단위	수량
WD-23N	8516.10.0000	41103706	항온수조	EA	1



## I. 용도

산업용 및 생명공학 분야등 일반적인 실험실의 기초장비로 사용되고 있는 제품.  
실험실에서 일반적으로 사용하는 것으로 특정 물질을 수온에 의해 가열시키거나 일정 온도하에서 일정시간 계속하여 실험을 할 때 사용하는 물을 지정온도로 가열 또는 보온·유지시키는 기기.

## II. 특징

- 접지배선 및 NFB설치로 누전 및 과전류를 차단하고 휴즈 교환의 번거로움이 없다.
- 과 온도 상승을 방지하기 위하여 과열 방지용 센서를 장착 하였다.
- Urethane foam를 사용하여 단열 및 열손실을 방지하였다.
- 일정온도에서 예약 및 필요한 시간만을 설정하여 사용 할 수 있다.
- 자체 디자인한 부드러운 외형과 일체형 Bath를 사용하였다.
- 챔버 내부의 바닥을 설치하여 사용자의 부주의로 인한 기기보호 및 안전을 고려하였다.

### Ⅲ. 사양

Spec. / Model		WD-23N
Type		Digital
Controller		Digital PID Controller
Range		Ambient +5℃~100℃
Temp	Accuracy	±0.2℃
Size	Internal (W x D x H, mm)	500x300x200
	External (W x D x H, mm)	580x410x280
Safety		Over Temp limiter
Material	Internal	Seamless Stainless steel
	External	Steel, Powder coating
Electric Requirements		220VAC 50/60Hz
Heater		2400W

### Ⅳ. 기타조건

Warranty 12개월